

www.perlavita.elmarr.pl
Joanna Wyrwas
email: joanna.wyrwas@elmarr.pl
tel. 791 369 369

PODUCHA TLENOWA



- pojemność 42L
- wymiar pustej poduchy: 72cm x 45cm

Poduchę tlenową można napompować tlenem z koncentratora w niecałe 5 minut, następnie używać jej przez około godzinę.

Poduszka jest lekka, nie zajmuje dużo miejsca, może zastąpić ciężką butlę tlenową.

Produkt wielokrotnego użytku.

Cena: 50zł

ELMARR
ul. Słoneczna 5
56-500 Syców